


X-CALIBUR V

(MODÈLES : B50N, B50V)

FAUTEUIL DENTAIRE



INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

IMPORTANT

Ce manuel fournit des instructions de fonctionnement pour le X-CALIBUR V. Les instructions contenues dans ce livret doivent être lues attentivement et comprises avant d'utiliser le fauteuil.

Le non-respect des instructions de fonctionnement, des directives et des avertissements peut entraîner des blessures ou des dommages à l'équipement. Une fois l'installation terminée, conservez ce manuel dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

 Belmont

Table des matières

1. Vue d'ensemble et composants principaux	6
2. Dimensions et caractéristiques techniques	7
3. Fonctionnement	8
4. Conservation et entretien	12

Utilisation prévue du produit

Ce produit est un instrument thérapeutique actif destiné exclusivement aux diagnostics, traitements et procédures relatives à la dentisterie.

Le produit doit être utilisé ou manipulé par des dentistes qualifiés ou par un personnel dentaire sous la supervision du dentiste.

Ces dentistes ou le personnel dentaire doivent demander et/ou aider les patients à s'approcher du produit et à s'en éloigner.

Les patients ne doivent pas être autorisés à utiliser ou à manipuler le produit à moins d'en avoir reçu l'instruction.

Exigences environnementales

Fonctionnement	Température ambiante	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
	Humidité	10 % ~ 95 % (sans condensation)
	Pression atmosphérique	10,2 psi ~ 15,4 psi (700 hpa ~ 1 060 hpa)
Stockage	Température ambiante	-20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)
	Humidité	10 % ~ 95 % (sans condensation)
	Pression atmosphérique	10,2 psi ~ 15,4 psi (700 hpa ~ 1 060 hpa)

Classification

- Protection contre les décharges électriques : Équipement de classe I, pièces appliquées de type B 
(repose-nuque, dossier et coussins d'assise)
- Protection contre la pénétration d'eau : Fauteuil (IPX0), pédale (IPX1)
- Équipement non adapté à une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec de l'air, de l'oxygène ou du protoxyde d'azote.
- Mode de fonctionnement : Fonctionnement non continu
Durée d'activation maximale : 3 minutes, cycle de service 1:5

Symbole



Pièce appliquée conforme aux exigences spécifiées de la norme CEI 60601-1:2005 afin de fournir une protection contre les décharges électriques, en particulier en ce qui concerne le courant de fuite admissible du patient et le courant auxiliaire du patient.

Symbole	Signification ou explication	Numéro de désignation	Titre	Titre du symbole	Numéro de référence
	Nom et adresse du fabricant	ISO 15223-1	Appareils médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant - Partie 1 : Exigences générales	Fabricant	5.1.1
	Année de fabrication	ISO 15223-1	Appareils médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant - Partie 1 : Exigences générales	Date de fabrication	5.1.3
	Attention *La couleur de base est jaune.	CEI 60601-1	Équipement électromédical— Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles	Attention	Tableau D.1 N° 10
	Symbole d'avertissement général *La couleur de base est jaune.	CEI 60601-1	Équipement électromédical— Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles	Symbole d'avertissement général	Tableau D.2 N° 2
	Parties appliquées de type B contactant uniquement la surface corporelle du patient	CEI 60601-1	Équipement électromédical— Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles	PARTIE APPLIQUÉE DE TYPE B	Tableau D.1 N° 19

Symbole	Signification ou explication	Numéro de désignation	Titre	Titre du symbole	Numéro de référence
	Suivre le mode d'emploi *La couleur de la partie noire est bleue dans l'étiquette réelle.	CEI 60601-1	Équipement électromédical— Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles	Reportez-vous au manuel d'instructions/livret	Tableau D.2 N° 10
SN	Numéro de série	ISO 15223-1	Appareils médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant - Partie 1 : Exigences générales	Numéro de série	5.1.7
Rx Only	Symbole Rx uniquement (21 CFR 801.109)	-	-	-	-
REF	Référence catalogue	ISO 15223-1	Appareils médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant - Partie 1 : Exigences générales	Référence catalogue	5.1.6
UDI	Identifiant unique de l'appareil	ISO 15223-1	Appareils médicaux — Symboles à utiliser avec les informations à fournir par le fabricant - Partie 1 : Exigences générales	Identifiant unique de l'appareil	5.7.10

ATTENTION

- Ce fauteuil est destiné à être utilisé pour l'examen et le traitement des patients du dentiste. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que l'examen et le traitement de patients.
- Seul un personnel formé et qualifié doit utiliser ce fauteuil.
- Respectez toutes les précautions et instructions de sécurité pour protéger les patients et les opérateurs.
- Pendant le traitement, tenez les jeunes enfants éloignés du fauteuil, sauf pour le traitement.
- Surveillez toujours le patient pour vous assurer qu'il ne manipule pas l'équipement accidentellement.
- Gardez les mains, les doigts ou toute partie du corps du patient et de l'opérateur à l'écart des pièces mobiles du fauteuil.
- En cas de dysfonctionnement, contactez un concessionnaire Belmont.
- Ce produit peut être affecté par des sources générant des ondes électromagnétiques excessives.
- N'installez pas cet équipement à proximité d'appareils tels que des ascenseurs ou des équipements de communication, y compris des téléphones cellulaires.
- Les couteaux électrochirurgicaux peuvent provoquer un dysfonctionnement temporaire du fauteuil. Si un couteau électrochirurgical doit être utilisé, éteignez l'interrupteur principal du fauteuil après avoir positionné le patient.
- Redoublez de prudence avec les patients porteurs d'un stimulateur cardiaque. Avant d'actionner le fauteuil, demandez au patient de confirmer s'il est porteur d'un stimulateur cardiaque. Quand vous actionnez le fauteuil, assurez-vous que le patient ne présente aucun signe d'inconfort. Arrêtez immédiatement d'actionner le fauteuil et coupez l'interrupteur principal si le patient montre le moindre signe d'être affecté par le fonctionnement du fauteuil.
- Ne placez pas cet équipement à un endroit qui rendrait difficile l'accès à la prise principale d'alimentation électrique sur laquelle il est branché.

ATTENTION

Les actions suivantes sont interdites :

- Il est interdit de s'asseoir sur le repose-nuque, l'accoudoir, le dossier ou l'extrémité avant de l'assise pour quelque raison que ce soit.
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures et/ou de graves dommages à l'équipement.
- Il est interdit d'asseoir un patient de plus de 300 lb (136 kg) sur le fauteuil.
- Il est interdit d'autoriser plus d'une personne sur le fauteuil pendant son fonctionnement.
- Il est interdit d'utiliser un équipement présentant la moindre défaillance.
- Toute modification de cet équipement est interdite.
- L'application d'un désinfectant contenant un solvant organique est interdite.
(Le fabricant conseille d'utiliser une solution détergente douce pour nettoyer les surfaces du fauteuil.)
- Il est interdit d'utiliser l'équipement sans effectuer les contrôles quotidiens et périodiques.

AVIS

- Des matériaux en résine sont utilisés dans les composants externes du produit.
Des matériaux soigneusement sélectionnés sont utilisés; cependant, une décoloration peut se produire pour des raisons telles qu'une détérioration naturelle ou l'adhérence de solutions médicamenteuses.
Pour garantir une utilisation aussi longue que possible du produit, essuyez immédiatement toute trace de solution médicamenteuse présente et évitez la lumière du soleil.

1. Vue d'ensemble et composants principaux




Figure 1

- | | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 1. Ensemble de repose-nuque | 8. Cache de la pompe | 17. Cache d'articulation secondaire (inférieur) |
| 2. Coussin de dossier | 9. Coussin d'assise | 18. Interrupteur principal |
| 3. Accoudoir | 10. Housse de dossier | 19. Support de fusible |
| 4. Cache de l'articulation principale | 11. Support d'assise | 20. Panneaux de commande du dossier |
| 5. Cache de l'articulation secondaire | 12. Cache de moulage de dôme | |
| 6. Cache de la base | 13. Cache d'inclinaison | 21. Cadre latéral (gauche) |
| 7. Câble d'alimentation électrique | 14. Cache de bride rotative | 22. Cadre latéral (droit) |
| | 15. Levier de verrouillage de rotation | |
| | 16. Ensemble de pédale | |




Figure 2
COMMANDE DU DOSSIER





Figure 3
PÉDALE

2. Dimensions et caractéristiques techniques

2-1. Dimensions (pouces)



2-2. Caractéristiques techniques

- * Système hydraulique étanche alimenté par une pompe motorisée de 3,5 A
- * Plaque de base : acier 1/2 po
- * Roulements aux points de liaison - faible friction dans l'enveloppe d'acier.
- * Support de dossier en acier
- * Exigences électriques : 120 V CA/60 Hz/3,7 A
- * Fusible pour alimentation électrique : 10 A/250 V (Pouvoir de coupure : 750 A/250 V CA)
Vitesse de fonctionnement : Action rapide Taille : 6,3 × 32 mm
- * Fusible pour la carte de commande du fauteuil : 1,25 A/250 V (Pouvoir de coupure : 1500 A/250 V CA)
Vitesse de fonctionnement : Action rapide Taille : 5,2 × 20 mm
- * Fiche de qualité hospitalière
- * Boîtier de composant de base conçu en acrylate-styrène-acrylonitrile de couleur unie (ASA,V0)
- * Tous les éléments ferreux exposés sont recouverts d'une peinture ou d'un revêtement résistant à la corrosion
- * Poids : 320 lb (145 kg)

Reportez-vous à la plaque signalétique pour connaître la capacité de l'alimentation électrique.
Les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis.

3. Fonctionnement



ATTENTION

Avant utilisation

- Assurez-vous d'avoir lu et entièrement compris les instructions d'utilisation.
- Vérifiez que toutes les fonctions du fauteuil fonctionnent correctement.
- Vérifiez que le cordon électrique du fauteuil est branché à une prise électrique mise à la terre.
- N'utilisez pas le fauteuil en même temps que des appareils électrochirurgicaux ou des appareils générant des rayonnements électromagnétiques.

Entrée du patient

- N'actionnez pas le fauteuil tant que le patient n'est pas complètement assis. La tête, le dos et les pieds du patient doivent être totalement en contact avec les coussins de l'assise. Les mains du patient doivent être placées sur le dessus des accoudoirs orientés vers l'avant ou sur ses genoux. Tous les patients courent un risque de blessure potentielle si ces précautions ne sont pas respectées.
- Ne permettez pas au patient de s'asseoir sur le repose-tête, l'accoudoir, le dossier ou l'extrémité avant du coussin de l'assise. Une charge excessive sur les coussins peut endommager le revêtement, le fauteuil et entraîner des blessures physiques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner des blessures et/ou des dommages au fauteuil.

Pendant l'utilisation

- N'utilisez pas le fauteuil plus longtemps que nécessaire pour l'examen ou le traitement.
- Observez toujours le patient et l'équipement pour assurer la sécurité du patient.
- Si un problème est observé concernant le fauteuil, un autre équipement ou le patient pendant le traitement, arrêtez immédiatement l'opération pour la sécurité du patient. Contactez un technicien de service agréé Belmont pour résoudre tous les problèmes liés à l'équipement avant de reprendre l'utilisation de l'équipement.
- Assurez-vous que les patients ne touchent pas les commandes du fauteuil ou d'autres équipements de traitement.

Après utilisation

- Éteignez l'interrupteur d'alimentation électrique du fauteuil.
- Nettoyez l'équipement et préparez-le pour le patient suivant.

3-1. Interrupteur principal

1) Branchez le fauteuil sur une prise de 120 V CA.



ATTENTION

Pour éviter tout risque de décharge électrique, cet équipement doit uniquement être connecté à une prise de courant mise à la terre. La fiabilité de la mise à la terre est seulement garantie lorsque l'équipement est connecté à une prise stipulant HÔPITAL SEULEMENT ou QUALITÉ HOSPITALIÈRE.

2) Allumez l'interrupteur principal situé sur le côté gauche du couvercle de la pompe.
Un voyant vert s'allume.



ATTENTION

Actionnez l'interrupteur principal uniquement à la main. Éteignez l'interrupteur principal après l'utilisation quotidienne. Ne touchez aucun interrupteur avec une main mouillée, car cela pourrait entraîner une décharge électrique.



Fig. 3-1 Interrupteur principal

REMARQUE

N'actionnez pas les commandes du fauteuil pendant que vous allumez l'interrupteur principal.

3-2. Commandes

1) Réglages de la hauteur de l'assise

- Levez l'assise en appuyant sur la pédale, la commande du dossier ou du pavé tactile identifiée par le symbole du fauteuil avec une flèche pointant vers le HAUT.
- Abaissez l'assise en appuyant sur la pédale, la commande du dossier ou du pavé tactile identifiée par le symbole du fauteuil avec une flèche pointant vers le BAS.

Commande
du dossier



Commandes
de pavé tactile
et pédale



2) Réglages du dossier

- Relevez le dossier en appuyant sur la pédale, la commande du dossier ou du pavé tactile identifiée par le symbole du fauteuil avec une flèche pointant vers l'AVANT.
- Abaissez l'assise en appuyant sur la pédale, la commande du dossier ou du pavé tactile identifiée par le symbole du fauteuil avec une flèche pointant dans le sens INCLINÉ.



3) Programmation d'une position d'assise

a. Commande prédéfinie

Les fauteuils B50N ont trois positions préréglées. (Préréglage 1, Préréglage 2 et Préréglage 3)

Appuyez momentanément sur le bouton (P) de la commande du dossier ou sur le bouton (1) de la pédale pour déplacer automatiquement le fauteuil vers la position préréglée 1. (Le préréglage 2 est actionné par le bouton (2). Le préréglage 3 est actionné par le bouton (LP).)



b. Retour automatique

Appuyez momentanément sur le bouton (A) de la commande du dossier ou sur le bouton (0) de la pédale pour retourner le fauteuil à la position initiale. (L'assise est entièrement abaissée et le dossier est en position verticale.)

4) Réglage de la position en mode automatique

Trois positions préréglées peuvent être réglées.

Réglez l'assise et le dossier à la position préréglée souhaitée à l'aide de l'interrupteur de commande manuelle. Maintenez le bouton de préréglage 1 (P) ou (1) enfoncé jusqu'à ce que le signal sonore retentisse (environ 3 secondes), puis relâchez-le.

La position est mémorisée pour le préréglage 1.

Le préréglage 2 peut être mémorisé en appuyant sur le bouton (2) selon les mêmes procédures.

Le préréglage 3 peut être mémorisé en appuyant sur le bouton (LP) selon les mêmes procédures.

3-3. Rotation de l'accoudoir, rotation de l'assise, annulation, réglage du repose-nuque

1) Rotation de l'accoudoir

Les accoudoirs pivotent vers l'extérieur de 90 degrés.

ATTENTION

Pour éviter d'endommager les accoudoirs et les mécanismes du fauteuil, vérifiez que les accoudoirs ne sont pas positionnés par-dessus le dossier pendant le réglage de la position du dossier.

2) Rotation de l'assise

L'assise peut être pivotée de 30 degrés à droite ou à gauche depuis le centre.

L'assise est verrouillée ou déverrouillée à l'aide du levier illustré par la figure 1.

3) Arrêt de sécurité / Annulation de mouvement

a. Une plaque de sécurité est placée sous le couvercle de liaison de la base pour arrêter le mouvement du fauteuil si la plaque entre en contact avec un objet pendant l'abaissement de l'assise.

b. Le mouvement de l'assise peut être arrêté à tout moment en appuyant sur les interrupteurs de la pédale, de la commande du dossier ou du pavé tactile de contrôle du fauteuil.


4) Réglage du repose-nuque

a. Réglage en hauteur

Appuyez ou tirez sur la barre du repose-nuque pour régler la hauteur.

ATTENTION

Prenez soin de ne pas vous pincer les doigts en positionnant le mécanisme du repose-nuque.



b. Réglage de l'articulation du repose-nuque

ATTENTION


Soutenez toujours la tête du patient avant et pendant les réglages de positionnement de l'articulation du repose-nuque. Lorsque vous relâchez le bouton de déverrouillage du loquet, assurez-vous que le coussin du repose-nuque se verrouille solidement en place.

ATTENTION

Assurez-vous que le repose-nuque n'émet pas un bruit de cliquetis ou de bruit anormal. Si le repose-nuque est déplacé alors qu'il émet un cliquetis, cela peut entraîner un accident ou des blessures.


3-4. Positionnement du repose-nuque

1. Installez le patient assis bien droit et tout au fond du fauteuil.
2. Positionnez le bas du coussin du repose-nuque de manière à ce qu'il soit au même niveau que l'occiput de la tête du patient.




Visualisation de la mâchoire inférieure

1. À l'aide du bouton de déverrouillage du loquet (blanc), faites pivoter le coussin du repose-nuque à mi-chemin vers la tête du patient.
2. Demandez au patient de s'appuyer sur le repose-nuque.
3. À l'aide des commandes du fauteuil, placez le patient dans la position de travail souhaitée.



Visualisation de la mâchoire supérieure

1. Abaissez le dossier et levez la base du fauteuil.
2. Faites glisser le repose-nuque vers le dossier.
3. Soutenez la tête du patient/coussin du repose-nuque tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage du loquet.
4. Inclinez le coussin du repose-nuque jusqu'à obtenir la position souhaitée de la mâchoire supérieure.




4. Conservation et entretien

4-1. Nettoyage et désinfection

⚠ ATTENTION

Ne vaporisez pas de liquides directement sur les surfaces du fauteuil ou sur le panneau de commande. Afin d'éviter d'endommager les composants et les systèmes électriques, n'appliquez pas une trop grande quantité de solution de nettoyage sur les surfaces du fauteuil.



Entretien de routine

Nettoyez régulièrement les surfaces en plastique et les surfaces rembourrées à l'aide d'une solution douce de savon et d'eau.

Lors du nettoyage, utilisez uniquement un chiffon humide, car un excès de solution de nettoyage peut s'écouler dans le fauteuil et causer des dommages permanents aux composants électriques.

Technique de protection

L'utilisation de produits de protection jetables devrait être le premier choix pour la protection de l'équipement dentaire. Les désinfectants laissent un résidu sur la surface, qui s'accumule avec le temps et finit par endommager l'équipement et les surfaces rembourrées.

Désinfection chimique

Utilisez uniquement les désinfectants recommandés par Belmont. L'utilisation de produits désinfectants non validés annulera votre garantie. Lavez soigneusement toutes les zones ayant été exposées à des nettoyants de désinfection avec un savon doux et de l'eau tiède, au moins une fois par jour, afin de minimiser les effets nocifs de l'accumulation de résidus de désinfectants chimiques et la dégradation de l'équipement.

Désinfectants non validés

Les produits chimiques suivants peuvent endommager l'équipement et le rembourrage :

- *Solutions à base d'alcool
- *Eau de Javel
- *Combinaisons phénol/alcool
- *Produits aérosols moussants
- *Solutions de chlorure de benzalkonium

À utiliser avec prudence

- *Désinfectants phénoliques à base d'eau, en suivant à la lettre le mode d'emploi du fabricant.

REMARQUE

La garantie ne couvre pas les dommages causés à l'équipement ni au rembourrage par des solutions désinfectantes.

4-2 Stockage et durée de vie utile

4-2-1 Stockage

1. Gardez l'équipement à l'écart de l'eau stagnante et des flaques.
2. Conservez-le dans des conditions sûres à l'abri des températures et de l'humidité extrêmes, et évitez une exposition excessive au vent, au soleil, ou à l'air contenant des sels ou des minéraux.
3. Rangez le produit à la verticale et de niveau dans un environnement stable, sans vibrations.
4. Ne gardez pas l'équipement dans un endroit où des produits chimiques sont stockés ou où du gaz est émis.

4-2-2 Durée de vie utile

À condition que les soins et l'entretien recommandés et autorisés soient correctement effectués, la durée de vie utile de cet équipement est de 10 ans à compter de la date d'expédition initiale par le fabricant.

4-3. Contrôle quotidien/hebdomadaire/mensuel du produit et de ses fonctions par l'utilisateur final

Afin d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement de cet équipement, veuillez effectuer le programme de vérification suivant à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous (quotidienne, hebdomadaire et mensuelle).

Si vous constatez qu'une pièce du produit nécessite un entretien ou une réparation, cessez d'utiliser le produit et contactez immédiatement un concessionnaire Belmont.

N°	Élément (Fréquence)	Comment vérifier et diagnostiquer	Conséquence potentielle de l'absence de contrôle	Mesure corrective
1	Fonctions de sécurité (quotidiennement. Avant l'ouverture du cabinet)	Pendant un mouvement préréglé ou un mouvement de retour automatique, appuyez sur n'importe quelle touche de commande du fauteuil pour arrêter automatiquement le fauteuil.	Blessure potentielle du patient et/ou de l'opérateur.	Si les fonctions d'arrêt de sécurité ne fonctionnent pas, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Appelez un concessionnaire Belmont pour l'entretien du produit.
2	Fonction de chaque interrupteur (Quotidiennement. Avant l'ouverture du cabinet)	Vérifiez que chaque interrupteur de commande du fauteuil fonctionne correctement.	Blessure potentielle du patient et/ou de l'opérateur.	Si un interrupteur fonctionne mal ou ne fonctionne pas, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Appelez un concessionnaire Belmont pour l'entretien du produit.
3	Essuyer l'eau (Quotidiennement. Avant la fermeture du cabinet)	Vérifiez que le produit n'a pas été aspergé d'eau pendant le traitement ou le nettoyage.	L'eau provoquera de la rouille.	Essuyez l'eau avec un chiffon doux et sec.
4	Élimination des taches sur les pièces externes (Quotidiennement. Avant la fermeture du cabinet)	Inspectez visuellement le fauteuil et assurez-vous qu'aucun résidu chimique ou autre matériel ne se trouve sur les surfaces du fauteuil.	Les produits chimiques provoquent une décoloration, une détérioration et une fracture des plastiques.	Nettoyez soigneusement le fauteuil, en suivant les instructions de nettoyage d'entretien courant de ce manuel.
5	Interrupteur principal (Quotidien. Avant la fermeture du cabinet)	Vérifiez bien que l'interrupteur principal est éteint.	Activation involontaire du déplacement de l'assise entraînant des blessures potentielles et/ou des dommages à l'équipement.	Si l'alimentation principale ne peut pas être coupée, cessez d'utiliser le produit immédiatement et contactez un concessionnaire Belmont pour le service après-vente.
6	Pièces mobiles (Hebdomadaire)	Assurez-vous que le fauteuil ne fait aucun bruit anormal pendant le mouvement automatique.	Blessure potentielle au patient et/ou à l'opérateur, ainsi que des dommages à l'équipement.	Si des bruits anormaux sont détectés pendant l'utilisation du fauteuil, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Appelez un concessionnaire Belmont pour l'entretien du produit.
7	Fuite d'huile (Mensuel)	Vérifiez qu'aucune fuite d'huile hydraulique provenant des cylindres, des flexibles, des valves ou du réservoir n'est visible sur le sol ou sur le fauteuil.	Blessure potentielle au patient et/ou à l'opérateur, ainsi que des dommages à l'équipement.	Si une fuite d'huile est détectée, essuyez l'huile répandue. Cessez immédiatement d'utiliser le produit. Appelez un concessionnaire Belmont pour l'entretien du produit.
8	Câble d'alimentation électrique (Quotidien)	Le câble d'alimentation électrique ne doit pas être anormalement courbé, pincé ou endommagé, et la fiche doit être fermement insérée dans la prise de courant et non couverte de poussière.	Blessure potentielle au patient et/ou à l'opérateur, ainsi que des dommages à l'équipement.	Si le câble d'alimentation électrique est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Appelez un concessionnaire Belmont pour l'entretien du produit.

4-4. Directives pour le contrôle périodique

- Les composants du fauteuil peuvent se détériorer avec le temps, en fonction de l'utilisation du produit et de son entretien.
- Pour maintenir le produit en parfait état de fonctionnement et pour tout entretien du produit, un contrôle périodique doit être programmé avec un concessionnaire Belmont.
- Pour toutes les réparations du produit, veuillez contacter un concessionnaire Belmont.

Pièces et composants nécessitant un contrôle périodique

N°	Description des pièces	Durée de vie standard
1	Mécanisme de repose-nuque	2 ans
2	Installation électrique des pièces mobiles	2 ans
3	Interrupteurs pour l'équipement de fonctionnement	2 ans
4	Transformateur	3 ans
5	Cartes de circuit imprimé de contrôle	3 ans
6	Cylindre hydraulique et pièces connexes	5 ans

Consommables

N°	Description des pièces
1	Cordon d'alimentation électrique
2	Coussins rembourrés
3	Cache de la base
4	Cache de la pompe

4-5 Mise au rebut

- Cet appareil n'est pas contaminant; cependant, avant l'élimination, assurez-vous que toutes les surfaces du produit ont été nettoyées et désinfectées.
- Suivez les réglementations fédérales, provinciales et locales en matière de mise au rebut.



Importateur aux États-Unis
BELMONT EQUIPMENT,
Division de Takara Belmont USA, Inc.

101 Belmont Drive, Superset, New Brevet 08873 U.S.A.

TÉL. : (732) 469-5000 / (800) 223-1192

FAX : (732) 356-1035

Importateur au Canada
TAKARA COMPANY, CANADA, LTD.

2455 Meadowvale Blvd. Mississauga, Ontario L5N 5S2, Canada

TÉL. : (905) 816-8965

www.belmont.ca

BELMONT MANUFACTURING CO., LTD.
(Fabricant)



Lot I-2, Long Duc Industrial Park, Long Duc Ward,

Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam

TÉL. : +84-2513-201-100 / FAX : +84-2513-201-096